



Folder 1

Capsule-endoscopie

Gebruik van de CapsoCam Plus®


De enige capsule met een rondom-beeld van 360 graden

Als u lijdt aan bijvoorbeeld ijzertekort, pijn in de buik, de ziekte van Crohn, donker bloed bij de ontlasting of bloedarmoede, kan het zijn dat uw arts een videocapsule-endoscopieonderzoek voorschrijft om eventuele afwijkingen in uw dunne darm (een deel van het maagdarmkanaal) in beeld te brengen.



Wat is capsule-endoscopie?

Videocapsule-endoscopie (VCE) is een onderzoek waarbij met behulp van vier minuscule camera's in een capsule, de CapsoCam Plus, een film van het maag-darmkanaal wordt gemaakt. Die capsule, met de grootte van een grote vitaminepil, slikt u in. Daarna beginnen de camera's in de capsule een film te maken van uw maag-darmkanaal en dus van de binnenzijde van uw dunne darm. Hierdoor kunnen afwijkingen in het slijmvlies van vooral de dunne darm worden opgespoord. Bij gebruik van traditionele onderzoeken, zoals een coloscopie (onderzoek met een slangetje via de anus), is dit gebied moeilijk te bereiken en te bekijken.



Hoe werkt de CapsoCam Plus?

De CapsoCam Plus maakt unieke videobeelden van de volledige binnenzijde van uw maag-darmkanaal terwijl hij zich door uw maag-darmkanaal begeeft. De procedure is eenvoudig:

- *Voer een eenvoudige darmvoorbereiding uit op de dag voorafgaand aan de dag dat u de pil inneemt, om te zorgen voor een schoon beeld van uw darmen.*
- *Slik de capsule in met een vol glas water.*
- *Vang de capsule 3–30 uur later op met een eenvoudige opvangprocedure na de ontlasting.*
- *Stuur de capsule in bijgeleverde enveloppe terug naar CameraPil bv.*
- *Uw eigen arts zal de bevindingen met u bespreken.*



De CapsoCam Plus-capsule is ongeveer zo groot als een grote multivitamine en kan met een paar slokjes water worden ingeslikt.

Zal dit pijn doen?

U voelt geen pijn wanneer u de capsule inslikt of wanneer de capsule door uw maag-darmkanaal gaat. Het enige dat u nodig hebt is een glas water.

De CapsoCam-capsule moet uw lichaam op natuurlijke wijze verlaten met de ontlasting. In tegenstelling tot andere endoscopische onderzoeken hoeft u niet te worden verdoofd.

Hoe bereid ik me voor op het innemen van de capsule?

Het is voor de VCE noodzakelijk dat de dunne darm goed schoon is. Daarom moet de darm worden gereinigd. Deze voorbereidingen kunt u thuis zelf doen.

Voor een uitgebreide uitleg over de voorbereidingen adviseren we u folder 2 'Uitvoering CapsoCam-onderzoek' aandachtig door te lezen.

' Mijn patiënten vinden de CapsoCam Plus-procedure bijzonder gemakkelijk om uit te voeren en zijn verbaasd hoe eenvoudig het is om de capsule in te slikken en op te vangen.'

Thomas Pachofszky, arts

Afdeling Gastro-enterologie, hepatologie en endoscopie
Rudolfstiftung-ziekenhuis, Wenen, Oostenrijk

' Onze algehele ervaring [met de CapsoCam Plus] voor de patiënt is uitmuntend. Er is geen sprake van pijn, problemen of moeilijkheden en het is bijzonder eenvoudig.'

Prof. Jean Christophe Saurin, arts

Edouard Herriot-ziekenhuis, Lyon, Frankrijk



Hoe vang ik de capsule op?

In het doosje dat u opgestuurd kreeg is ook materiaal aanwezig om de capsule op te vangen, de zogenaamde CapsoOpvang-kit. Hieronder leest u in het kort hoe u de capsule makkelijk kunt opvangen.

In folder 3 'Gebruik CapsoOpvang-kit' vindt u uitgebreide informatie over het opvangen van de capsule. Neem folder 3 goed door voordat u de capsule inneemt.

Als u naar aanleiding daarvan nog vragen hebt, bespreek deze dan met de verpleegkundige van CameraPil.

Ook wilt u de CapsoVision-website wellicht bezoeken, waar u een korte video over de procedure voor het opvangen van de capsule kunt bekijken.



U kunt ook naar onze website gaan om een korte instructievideo over het opvangen van de CapsoCam Plus-capsule te bekijken op:

<https://capsovision.com/international/patient-resources/what-to-expect-with-capsocam/>



Met de CapsoOpvang-kit is de capsule gemakkelijk op te vangen.



1

Wanneer het tijd is voor een ontlasting, zet u de opvangbak op de achterkant van de toiletpot.



2

Nadat u ontlasting hebt gehad, giet u zo nodig water in de bak om de capsule gemakkelijker te kunnen zien en schoon te spoelen.



3

Om de capsule op te vangen zonder uw handen daarbij te gebruiken, gebruikt u de magnetische staaf om de capsule uit de bak op te vangen.



4

Plaats de capsule in de capsulehouder. U kunt het deksel van de houder gebruiken om de capsule van de magnetische staaf te verwijderen.



5

Sluit het deksel en neem contact op met de verpleegkundige van CameraPil bv.

Uitgebreidere informatie over het opvangen van de capsule vindt u in folder 3 'Gebruik van de CapsoOpvang-kit'.

Contactgegevens:

Informatie over risico's

Hoewel het bijna nooit gebeurt, kan bij een capsule-endoscopie-onderzoek een probleem optreden. Mogelijke problemen zijn bijvoorbeeld verslikken bij het innemen van de pil en het achterblijven van de capsule in de darm door een belemmering of verstopping in de darm. Nadat de CapsoCam-capsule is ingenomen en totdat de capsule met de ontlasting het lichaam is uitgekomen, mogen patiënten niet in de nabijheid van sterke elektromagnetische velden zoals MRI komen, om letsel te voorkomen. Vraag de verpleegkundige van CameraPil om nadere informatie.

Gedistribueerd door:

CameraPil bv
Madernastraat 47
1323 HG Almere



CapsoVision
empowering through innovation

CapsoVision.com